




Stock d'urgence vitale : bien plus qu'une histoire d'O

Le contrôle du stock d'urgence vitale par le responsable de dépôt retrouve un **CGR O- de phénotype RH:2 (C+)** parmi les CGR O RH:-1,-2,-3,4,5 KEL:-1



ATTENTION !

En pratique, un stock de CGR pour l'urgence vitale comprend :



- ✓ CGR O- de phénotype **O RH:-1,-2,-3,4,5 KEL:-1** (D- C- E- K-)
- ✓ CGR O+ de phénotype **O RH:1,2,-3,-4,5 KEL:-1** (D+ E- c- K-)



Allo-immunisation : en France, 30 % de la population est RH:-2 (C-)

Milieu

Humain

Matériel

Humain

Période de pénurie de CGR O-
Le technicien se focalise sur les dates de péremption

EFS : sélection d'un CGR O- RH:2 (C+) par le technicien du site EFS référent, au lieu d'un CGR O- RH:-2 (C-)

Paramétrage informatique : absence de blocage si distribution de CGR O- RH:2 (alors que blocage si CGR O- KEL:1 ou O- RH:3)

ES : pas de contrôle à réception du phénotype RH et KEL1 des CGR du stock d'urgence vitale

Le personnel des dépôts de sang est formé au choix des produits

Téléchargez la fiche technique



Je respecte les procédures au quotidien, en urgence, ... elles me protègent ainsi que le patient !