



## Une plaquette peut en cacher une autre !



plateau-  
agitateur

enceinte



A l'occasion du test d'alarme trimestriel, l'enceinte du dépôt est déplacée, un CP coagulé est retrouvé au sol contre le mur ! Il est tracé comme transfusé 3 mois avant...



Que s'est-il passé ? Analysons !

SERVICE DES URGENCES

Patient de 75 ans  
- Purpura et thrombopénie post-chimio  
- Plaquettes 5 G/L  
▶ Prescription médicale d'une transfusion plaquettaire

Site EFS de délivrance

Poids > 80 kg :  
l'EFS **délivre les 2 fractions d'un même mélange** :  
▶ 2 poches de plaquettes (MCPS) avec **même numéro de PSL mais code produit différent** (12250 et 12260)

DEPOT URGENCE-RELAIS

- le **technicien A** du dépôt-relais assure la réception et l'entrée en stock des **2 poches** de plaquettes  
- **Il place ensuite les 2 poches sur le plateau- agitateur**  
- Il téléphone aux urgences pour avvertir que « **les plaquettes sont disponibles** »

G  
A  
R  
D  
E  
changement d'équipe...

DEPOT URGENCE-RELAIS

- Le **technicien B** du dépôt, à l'arrivée du coursier des urgences, prend l'**unique** MCPS présent (code produit 12250) sur le plateau-agitateur et lui remet

SERVICE DES URGENCES

- L'ISGS des urgences transfuse le MCPS délivré (code produit 12250)  
- La numération plaquettaire remonte à 23 G/L en post-transfusionnel

DEPOT URGENCE-RELAIS

- 2 semaines plus tard, devant un MCPS (12260) présent informatiquement dans le stock, la gestionnaire du dépôt interroge le service d'urgence: « **les plaquettes ont-elles bien été transfusées?** »  
- L'ISGS confirme: « **OUI les plaquettes ont été transfusées au patient** »  
- A posteriori, la gestionnaire libère informatiquement le produit 12260 et confirme sa transfusion. (régularisation)

Alors que tirer de cet incident ?



Médecin prescripteur

- Prescrire la posologie plaquettaire souhaitée
- Chez l'adulte : 0,5 à 0,7 10<sup>11</sup> plaquettes / 10kg



Site de délivrance

- Insister sur le fait que la dose recommandée de plaquettes est parfois délivrée en 2 poches (selon poids patient)



Dépôt relais

- Ici, **dépôt-relais : agitateur superflu!** CP à transfuser dès réception et donc les plaquettes ne font que passer

Croiser avec la fiche de délivrance

Dans le dépôt et dans le service :

2 lignes = 2 PSL à transfuser !

pour les plaquettes dose = QPA

Produit	Numéro / lot	Groupe / Rh / type
12250 MCPS AMOTO UD1	69247558192	O- Rh- RH-1
Périème le : Volume : 204 ml	21/05/2024 10: QPA : 3.00	
12260 MCPS AMOTO UD2	69247558192	O- Rh- RH-1
Périème le : Volume : 177 ml	21/05/2024 10: QPA : 2.80	



Dépôt de sang

- Veiller à la précision des transmissions lors des changements d'équipe
- Concilier les états de stock informatique et physique à intervalle programmé